

# Infoblatt Telematikinfrastruktur (TI)

Stand: 18.12.2018\*



Durch das E-Health-Gesetz wurde ein Zeitfenster für die bundesweite Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) festgelegt. Die erste Online-Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ist das sogenannte Versichertenstammdatenmanagement (VSDM).

Ab dem 01.01.2019 sind alle niedergelassenen Ärzte, Psychotherapeuten und Kliniken verpflichtet, die Versichertenstammdaten der eGK online zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Ärzte, die diese Aufgabe nicht wahrnehmen, müssen mit einer Honorarkürzung von pauschal einem Prozent rechnen.

## **Fristverschiebung der Sanktionen: 01.07.2019**

Aufgrund der Verzögerung bei der Bereitstellung der notwendigen Technik fand vom Gesetzgeber eine Verschiebung der Sanktionen zum 01.07.2019 statt.

Voraussetzung dafür ist jedoch der Eingang einer Bestellbestätigung aller notwendigen Komponenten für den Anschluss an die TI bei der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung bis zum 31.03.2019. Andernfalls ist mit einer rückwirkenden Kürzung zu rechnen.

## **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

Bereits seit dem 01.01.2018 ist jedes MedVision-Informationssystem für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur von der gematik zugelassen und unterstützt alle erforderlichen Konnektoren und Kartenlesegeräte.

Bevor Ihr MedVision-Informationssystem an die TI angebunden werden kann, benötigen Sie folgende Komponenten und Dienste:



MedVision AG | Heinrich-Hertz-Str. 9 | D-59423 Unna | [www.medvision.de](http://www.medvision.de)  
Vertrieb: ☎ +49 2303 25202-910 | 📠 +49 2303 25202-603 | ✉ [sales@medvision.de](mailto:sales@medvision.de)

# Telematikinfrastruktur (TI)

## Konnektor

Die Anbindung zur TI erfolgt über einen Konnektor, der ähnlich wie ein DSL-Router funktioniert, jedoch auf einem deutlich höheren Sicherheitsniveau die Daten austauscht. Daher muss der Konnektor von der gematik zugelassen und vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) zertifiziert sein. Dieser Konnektor wird dann mit Ihrer Praxis über stationäre Kartenterminals sowie unser MedVision-Informationssystem per Netzwerk verbunden.

## E-Health Kartenterminals

Mit den Kartenterminals werden die elektronische Gesundheitskarte, der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) und die Praxis- bzw. Institutionskarten (Security Module Card Typ B – SMC-B) eingelesen. Auch die Kartenterminals müssen, wie der Konnektor, von der gematik zugelassen und vom BSI zertifiziert sein. Ein Konnektor kann nur dann eine Verbindung zur TI aufbauen, wenn Sie sich mittels SMC-B registriert haben.

## VPN-Zugangsdienst

Für den Zugang zur TI wird ferner ein VPN-Zugangsdienst benötigt, der einen sicheren Zugang zu den Diensten der TI gewährleistet.

## VSDM-Softwaremodul

Seit dem ersten Quartalsupdate 2018 ist Ihr MedVision-Informationssystem für die Telematikinfrastruktur zugelassen. Mit dem TI-Softwaremodul haben Sie die Möglichkeit, die erforderlichen Konnektoren und Kartengeräte zu unterstützen.

Ab sofort erhalten Sie bei uns alle erforderlichen Komponenten für Ihren Anschluss an die TI. Im praktischen Paket können Sie den erforderlichen Konnektor, das erforderliche Kartenterminal sowie zusätzliche Komponenten direkt beziehen und sind optimal für Ihren Start an die TI ausgestattet.

Sollten Sie Unterstützung bei der Implementierung oder weiteres Informationsmaterial zum Thema Telematikinfrastruktur benötigen, werden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Gerne nimmt unser Vertrieb Ihre Bitte um ein Angebot zum Anschluss an die TI unter 02303 25202-910 oder [vertrieb@medvision.de](mailto:vertrieb@medvision.de) entgegen.

## WEITERE INFORMATIONSMATERIALIEN:

<https://www.gematik.de/>

<https://fachportal.gematik.de/service/konnektorsimulator-fuer-primarsysteme/liste-der-bestaetigten-primarsysteme/>

<http://www.kbv.de/>

<http://www.kbv.de/html/telematikinfrastruktur.php>

\* Alle Angaben beziehen sich auf den angegebenen Informationsstand.



MedVision AG | Heinrich-Hertz-Str. 9 | D-59423 Unna | [www.medvision.de](http://www.medvision.de)  
Vertrieb: ☎ +49 2303 25202-910 | 📠 +49 2303 25202-603 | ✉ [sales@medvision.de](mailto:sales@medvision.de)